

# TAILLES ET ÉQUIVALENCES DES PESSAIRES



## Légende

	Equivalence taille parfaite
	Equivalence taille satisfaisante

Modèle	Taille	Diamètre (en mm)		
		MILEX	PROFEM	ARABIN
Anneau	T0	44	45	50
	T1	51	51	55
	T2	57	57	60
	T3	64	64	65
	T4	70	70	70
	T5	76	76	75
	T6	83	83	80
	T7	89	89	85
	T8	95	95	90
	T9	102	102	95
Anneau avec support	T0	44	45	
	T1	51	51	
	T2	57	57	
	T3	64	64	
	T4	70	70	
	T5	76	76	
	T6	83	83	
	T7	89	89	
	T8	95	95	
	T9	102	102	
Dish urétral	T0	55		55
	T1	60		60
	T2	65		65
	T3	70		70
	T4	75		75
	T5	80		80
	T6	85		85
	T7			90
Dish urétral avec support	T0	55	55	
	T1	60	60	
	T2	65	65	
	T3	70	70	
	T4	75	75	
	T5	80	80	
	T6	85		

Modèle	Taille	Diamètre (en mm)		
		MILEX	PROFEM	ARABIN
Cube perforé	T0	25	25	25
	T1	30	29	29
	T2	35	33	32
	T3	38	37	37
	T4	41	41	41
	T5	44	45	45
	T6	51	50	55
	T7	57	56	65
	T8		63	70
Donut	T0	51	51	
	T1	57	57	
	T2	64	64	
	T3	70	70	
	T4	76	76	
	T5	83	83	
	T6	89	89	
	T7	95	95	
	T8			
Gellhorn tige courte	T0	38	38	
	T1	44	45	
	T2	51	51	
	T3	57	57	
	T4	64	64	
	T5	70	70	
	T6	76	76	
	T7	83	83	
	T8	89	89	
Gellhorn tige longue	T0		38	
	T1		45	
	T2		51	
	T3		57	
	T4		64	
	T5		70	
	T6		76	
	T7		83	
	T8		89	
T9		95		

## SOUPLESSE DES PESSAIRES

	MILEX	PROFEM	ARABIN
Anneau	Intermédiaire	Intermédiaire	Absent de la gamme
Anneau avec support	Intermédiaire	Intermédiaire	Absent de la gamme
Cube perforé	Intermédiaire	Intermédiaire	Peu souple
Cup	Absent de la gamme	Intermédiaire	Absent de la gamme
Cupe avec support	Absent de la gamme	Intermédiaire	Absent de la gamme
Dish urétral	Intermédiaire	Absent de la gamme	Intermédiaire
Dish urétral avec support	Intermédiaire	Intermédiaire	Absent de la gamme
Donut	Peu souple	Intermédiaire	Absent de la gamme
Gellhorn tige courte	Peu souple	Intermédiaire	Absent de la gamme
Gellhorn tige longue	Absent de la gamme	Intermédiaire	Absent de la gamme

	Souple
	Intermédiaire
	Peu souple
	Absent de la gamme

NB : en matière de pessaires, souplesse & rigidité ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients en fonction des patientes.

## CARACTÉRISTIQUES

	Couleur des pessaires		Silicone médical	Finition du silicone
	Patientes	Pro (Test)		
MILEX	Rose pâle	Jaune	✓ Oui	Mate
PROFEM	Blanc	Violet	✓ Oui	Mate + "soft touch"
ARABIN	Bleu	Vert	✓ Oui	Brillant (sauf bol urétral mate)

## REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE

		Code LPP
MILEX	✓ Oui	6158392
PROFEM	✓ Oui	
ARABIN	✓ Oui	



### SOIGNANTS

Retrouvez tout notre contenu et nos guides sur [MyLittlePessaire.com](http://MyLittlePessaire.com)

Suivez nos webinars totalement gratuits et bourrés d'informations pratico-pratiques !

### PHARMACIENS



Retrouvez les codes EAN, la procédure de commande ainsi que nos webinars gratuits à destination des équipes officinales.

Une question ? Contactez-nous par mail, chat, ou téléphone (01 84 60 24 22), nous sommes là pour vous.